



保密等级（勾选）：

公开	
受控	√
秘密	

患者 360 权限系统 V3.5 版本
调第三方链接外部资源配置方法

文档修订历史

版本号	修订类别	简要说明	日期	变更人
1.0	C	创建	2019-03-28	黄永生

修订类别：C = 创建，A = 增加，M = 修改，D = 删除

目录

一、 说明.....3

二、 适用范围.....3

一、说明

360 调用第三方业务系统配置功能实现现场实施通过配置后台模块，URL 链接和参数自动链接到第三方系统效果。

二、适用范围

该功能适用跳转第三方链接不需要做特殊处理的如加密和规则转化，另外传递的参数必须在系统规定范围内的，规定参数如下：

参数名称	中文名	说明
jzyljgdm	就诊医疗机构代码	
jzyljgmc	就诊医疗机构名称	
jzlsh	就诊流水号	
patid	患者 id	
jzlb	就诊类别	1-门诊，2-住院，3-体检
hzxm	患者姓名	
sex	性别	
zjlx	证件类型	1 身份证号
sfzh	身份证号	
ybkx	医保卡号	
ybz	医保账号	
ybkx	医保卡类型	
ynkh	院内卡号	
blh	病历号	
ksdm	入院科室代码或就诊科室代码	
rycs	入院次数	
jzkssj	入院时间	
jzssj	出院时间	
yexh	婴儿序号	
doctCode	用户登录名	医生工号
userJgdm	用户机构代码	用户机构代码
password	登录密码	
name	用户姓名	医生中文名
bgdh	报告单号	检查、检验涉及
bglb	报告类别代码	检查、检验涉及
fsjch	放射检查号	检查涉及
url	报告链接	检查涉及
studyUid	检查唯一号	检验检查涉及

1、后台数据配置规则如下：

url 中的参数形参必须按照如下规则“:XX”，如
http://192.168.10.218/EmrWebBrowser/default.aspx?id=:jzls 其中“jzls”必须按照开发给的
参考文档命名。

替代参数必须遵循规范参数命名并且要加上“:”号

2、检验检查影像区分 pc 移动端:

对于需要区分影像移动版、pc 版显示，在配置 url 时，两个 url 使用 # 隔开，
且第一个 url 必须为 pc 端

例(卫宁云影像系统):

http://ip:port/tcloud/ImageViewer.html?studyUID=:studyUId&source=miis&endTime
=0#http://ip:port/tcloud/wechat_android.html?studyUID=:studyUId&source=wechat
&endTime=0

3. 调用第三方 url 需要对 url 参数进行 aes 加密的，需增加如下配置:

在 url 结尾加上#0#wnkey

1. 0 代表卫宁云影像系统
2. wnkey 代表云影像系统提供的密钥

例(卫宁云影像系统):

[http://ip:port/tcloud/ImageViewer.html?studyUID=:studyUId&source=miis&endTime
=0#http://ip:port/tcloud/wechat_android.html?studyUID=:studyUId&source=wechat
&endTime=0#0#wnkey](http://ip:port/tcloud/ImageViewer.html?studyUID=:studyUId&source=miis&endTime=0#http://ip:port/tcloud/wechat_android.html?studyUID=:studyUId&source=wechat&endTime=0#0#wnkey)